



Haenim

มอบสุขภาพที่ดีให้พ่อแม่และลูกน้อย

MADE IN  KOREA

MADE IN KOREA

HOSPITAL GRADE

ELECTRIC BREAST PUMP HAENIM 7V



Nexusfit™
การวยเคลือบซิลิโคน
นุ่มถนอมหัวนม



นวดกระตุ้น
ด้วยระบบสั่น
เพิ่มน้ำนมให้ไหลดีขึ้น



ปรับตั้งค่าได้อิสระ
ความแรงและความเร็วรอบดูด
ตามความต้องการที่แตกต่าง



● White Gold

● Black Gold



5 FUNCTION MODES


LED LIGHT
ปรับได้ 3 ระดับ

EXPRESSION
ดูดน้ำนม 1-15 ระดับ

MASSAGE
นวดกระตุ้นน้ำนม 1-5 ระดับ

SPEED CYCLES
ปรับรอบการดูด 1-5 ระดับ

SMART MEMORY
บันทึกค่าได้ สะดวกสบาย



Convenient
Single/Double Pump



Hygienic
100% Backflow Prevention



Under 45dB
Quiet Pumping



30min auto off
Timer



Adjust brightness
LED Lights

Single / Double pumping

ระบบ 1 มอเตอร์ สลับการปั๊มได้ 2 รูปแบบ



ปั๊มเดี่ยว



ปั๊มคู่





MUTE FUNCTION

โหมดเปิด-ปิด ได้เสียง
ไม่รบกวนลูกน้อย

LED LIGHTING

ปรับแสงไฟได้ 3 ระดับ



Level	Expression : 15 Levels Massage : 5 Levels
Cycle	5 steps
Suction	(MAX) 320mmHg
Timmer	LED Display
Light	Warm LED
Charging	USB-C type
Size	135mm x 75mm x 55mm
Weight	385g
Battery	3 hour
Warranty	1 year

MADE IN KOREA



ELECTRIC BREAST PUMP HAENIM 7X

HOSPITAL GRADE



Nexusfit™
กรวยเคลือบซิลิโคน
นุ่มถนอมหัวนม




นวัตกรรมกระตุ้น
ด้วยระบบสั่น
เพิ่มน้ำนมให้ไหลดีขึ้น



ปรับตั้งค่าได้อิสระ
ความแรงและความเร็วรอบดูด
ตามความต้องการที่แตกต่างกัน

5 FUNCTION MODES



Convenient
Single/Double Pump



Hygienic
100% Backflow Prevention



Under 45dB
Quiet Pumping



30min auto off
Timer



Adjust brightness
LED Lights



Touch screen

Single / Double pumping

ระบบ 1 มอเตอร์ สลับการปั๊มได้ 2 รูปแบบ



Single pumping



Double pumping



Dual connector

Press longer on the Pump Light button to adjust brightness



SILICONE STRAP

เคลื่อนย้ายสะดวก



MUTE FUNCTION

ไร้เสียงกวนลูกน้อยขณะหลับ



LITHIUM-ION BATTERY

ใช้งานได้นานถึง 3 ชั่วโมง



Level	Expression : 15 Levels Massage : 5 Levels
Cycle	Expression 6 Steps, Massage 5 Steps
Suction	(MAX) 320mmHg
Timmer	LED Display
Light	Warm LED
Charging	Adaptor
Size	228mm x 87mm x 110mm
Weight	1,050g
Battery	3 Hours
Warranty	1 year

MADE IN  KOREA



เพื่อการดูแลเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ Haenim NexusFit™ Breast Shield

NexusFit™ Basic

กรวยเคลือบซิลิโคนพิเศษ ใต้การรับรองการผลิตที่ปลอดภัย

Nelson Labs.
A Sotera health company

Sponsor:
Choi Heung Bae
Haenim Co., Ltd.
15, Saryeong-ro, 21myeong-gil,
Seongju, Northham, 22743
KOREA, REPUBLIC OF

Kligman Maximization Test - ISO (GLP)

Test Article: Haenim NexusFit™ Breast Shield Set
Study Number: 130715-021
Study Reviewed Date: 29 Oct 2020
Testing Facility: Nelson Laboratories, LLC
4200 S. Redwood Rd.
Salt Lake City, UT 84123 U.S.A.
Device(s): None

Summary: Enclosed is the final report for the testing we coordinated for you. The information is retained by the testing laboratory.

If you have any questions, please feel free to call or email any of our Subcontracting personnel at 801-295-7500 or customerservice@nelsonlabs.com. Thank you for testing with Nelson Laboratories, LLC.

Tanner Walsh electronically approved
Study Director
16 Dec 2020 17:15 (+08:00)
Study Completion Date and Time

801-295-7500 | nelsonlabs.com | info@nelsonlabs.com
Printer: 10/1/20
Page: 1 of 1

Kligman Maximization Test

Nelson Labs.
A Sotera health company

Sponsor:
Choi Heung Bae
Haenim Co., Ltd.
15, Saryeong-ro, 21myeong-gil,
Seongju, Northham, 22743
KOREA, REPUBLIC OF

Intracutaneous Injection Test - ISO (GLP)

Test Article: Haenim NexusFit™ Breast Shield Set
Study Number: 130715-021
Study Reviewed Date: 29 Oct 2020
Testing Facility: Nelson Laboratories, LLC
4200 S. Redwood Rd.
Salt Lake City, UT 84123 U.S.A.
Device(s): None

Summary: Enclosed is the final report for the testing we coordinated for you. The information is retained by the testing laboratory.

If you have any questions, please feel free to call or email any of our Subcontracting personnel at 801-295-7500 or customerservice@nelsonlabs.com. Thank you for testing with Nelson Laboratories, LLC.

Tanner Walsh electronically approved
Study Director
16 Dec 2020 17:15 (+08:00)
Study Completion Date and Time

801-295-7500 | nelsonlabs.com | info@nelsonlabs.com
Printer: 10/1/20
Page: 1 of 1

Intracutaneous Injection Test

Nelson Labs.
A Sotera health company

Sponsor:
Choi Heung Bae
Haenim Co., Ltd.
15, Saryeong-ro, 21myeong-gil,
Seongju, Northham, 22743
KOREA, REPUBLIC OF

MEM Elution GLP Report

Test Article: Haenim NexusFit™ Breast Shield Set
Study Number: 130715-021
Study Reviewed Date: 29 Oct 2020
Testing Facility: Nelson Laboratories, LLC
4200 S. Redwood Rd.
Salt Lake City, UT 84123 U.S.A.
Test Procedure(s): Standard Test Protocol (SIP) Number: 3.07002 Rev 10
Device(s): None

Summary: The Minimal Essential Media (MEM) Elution test was designed to determine the cytotoxicity of extractable substances. An extract of the test article was added to cell monolayers and incubated. The cell monolayers were examined and scored based on the degree of cellular destruction. All test method acceptance criteria were met.

Results Pass/Fail	Score				Extraction Ratio	Amount Tested / Extraction Tubed Amount
	#1	#2	#3	Average		
Pass	0	0	0	0	2.4/9.2 mL	2.4/9.2 mL / 806.4 mL

Controls	Score				Extraction Ratio	Amount Tested / Extraction Tubed Amount
	#1	#2	#3	Average		
Negative Control - Polystyrene Plates	0	0	0	0	0.2 g/mL	4 g / 20 mL
Media Control -	0	0	0	0	N/A	20 mL
Positive Control - Latex Natural Rubber	4	4	4	4	0.2 g/mL	4 g / 20 mL

Test Method Acceptance Criteria: The United States Pharmacopeia & National Formulary (USP <87>) states that the test article meets the requirements, or exceeds a passing score (PASS), if the monthly grade is not greater than grade 3 or a mild reaction. The ANDSAMW0010003.5 standard states that the achievement of a numerical grade greater than 2 is considered a cytotoxic effect, or a failing score (FAIL).

Tanner Walsh electronically approved
Study Director
16 Dec 2020 17:15 (+08:00)
Study Completion Date and Time

801-295-7500 | nelsonlabs.com | info@nelsonlabs.com
Printer: 10/1/20
Page: 1 of 1

MEM Elution GLP Report





NexusFit™ กรวยปั๊มเคลือบซิลิโคน

นมพิเศษ ขนาดพอดีกับเต้านม มีปุ่มรอบกรวยเพื่อช่วยกระตุ้นน้ำนมให้ไหลเวียนดีขึ้น



NexusFit™

ออกแบบมาให้กรวยเคลือบซิลิโคนเป็นชั้นเดียวกัน เพื่อให้แนบชิดกับเต้า และป้องกันการบาดเจ็บขณะปั๊ม



NexusFit™

มีปุ่มนูนรูปดาวรอบกรวย เพื่อช่วยกระตุ้นน้ำนมให้ไหลเวียนดีขึ้น

✓ CHECK POINT

NexusFit™ Basic Breast Shield



NexusFit™ Basic
(เหมาะกับคุณแม่เนื้อหน้าอกน้อย)
แนบกระชับเต้า ลดการบาดเจ็บ

NexusFit™ Massage Breast Shield



NexusFit™
(เหมาะกับคุณแม่เนื้อหน้าอกเยอะ)
ซิลิโคนนุ่มถนอมหัวนม มีปุ่มนวดกระตุ้น



Product name

HAENIM NexusFit Basic Breast Shield

Material

Silicone / PA



Production date

Separately marked

Country Manufacture


Korea

การวัดขนาดหัวนม & เช็ขนาดกรวยซิลิโคน




X เล็ก

ลานนมแน่น หัวนมคับ
ทำให้เสียดสีมากจนบาดเจ็บ



✓ พอดี

ลานนมและหัวนมพอดี
สามารถขยับได้เล็กน้อย ลดการเสียดสี



X ใหญ่

เหลือพื้นที่บริเวณหัวนมมากเกินไป
ดูดได้ไม่เต็มที่




ขนาดหัวนม	▶	13 ~ 14 mm.	15 ~ 16 mm.	17 ~ 18 mm.	20 ~ 21 mm.
ขนาดกรวย ที่แนะนำ	▶	17 mm.	19 mm.	21 mm.	24 mm.
		Buy	Buy	Buy	Free

หากต้องการขนาดใหญ่กว่า Size 24 mm. ใช้กรวยปั๊มนมได้โดยไม่ต้องใช้กรวยปรับขนาดหัวนม



ให้การปัมนมเป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบายสำหรับคุณแม่

HAENIM HANDS FREE CUPS



ปั๊มสะดวกทุกกิจกรรม
เพียงใส่ในบรา



ปั๊มนุ่มสบาย
กรวยซิลิโคนพรีเมียม



วัสดุปลอดภัย
BPA Free



มีระบบป้องกัน
น้ำนมไหลย้อน



มีกรวยเสริม
เพิ่มความกระชับ



ปรับใช้ได้กับ
เครื่องปัมนมทุกรุ่น



ชิ้นส่วนอุปกรณ์
ประกอบง่าย



ทำความสะอาดง่าย
ล้าง ลวก นึ่ง UV

ปลอดภัยต่อคุณแม่และน้ำนม ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต BPA FREE

Nelson Labs.
A Sotera health company

Sponsor:
Choi Heung Bae
Haenim Co., Ltd.
15, Sayeomnu 2ilseongil
Seong, Incheon, 22143
KOREA, REPUBLIC OF

Kligman Maximization Test - ISO (GLP)

Test Article: Haenim Nuruafit™ Breast Shield Set
Study Number: 130719-001
Study Received Date: 29 Oct 2020
Testing Facility: Nelson Laboratories, LLC
6260 S. Redwood Rd.
Salt Lake City, UT 84123 U.S.A.
Deviations: None

Summary: Enclosed is the final report for the testing we coordinated for you. The information is retained by the testing laboratory.

If you have any questions, please feel free to call or email any of our Subcontracting personnel at 801-290-7500 or subcontracting@nelsonlabs.com. Thank you for testing with Nelson Laboratories, LLC.

Tanner: *electronicallly approved*
Study Director: Tanner: *Wash*
18 Dec 2020 10:58 (+08:00)
Study Completion Date and Time

MSL 000-7500 | subcontracting@nelsonlabs.com | info@nelsonlabs.com
Printer: MS-12
Page 1 of 1

Nelson Labs.
A Sotera health company

Sponsor:
Choi Heung Bae
Haenim Co., Ltd.
15, Sayeomnu 2ilseongil
Seong, Incheon, 22143
KOREA, REPUBLIC OF

Intracutaneous Injection Test - ISO (GLP)

Test Article: Haenim Nuruafit™ Breast Shield Set
Study Number: 130719-001
Study Received Date: 29 Oct 2020
Testing Facility: Nelson Laboratories, LLC
6260 S. Redwood Rd.
Salt Lake City, UT 84123 U.S.A.
Deviations: None

Summary: Enclosed is the final report for the testing we coordinated for you. The information is retained by the testing laboratory.

If you have any questions, please feel free to call or email any of our Subcontracting personnel at 801-290-7500 or subcontracting@nelsonlabs.com. Thank you for testing with Nelson Laboratories, LLC.

Tanner: *electronicallly approved*
Study Director: Tanner: *Wash*
18 Dec 2020 17:10 (+08:00)
Study Completion Date and Time

MSL 000-7500 | subcontracting@nelsonlabs.com | info@nelsonlabs.com
Printer: MS-12
Page 1 of 1

Nelson Labs.
A Sotera health company

Sponsor:
Choi Heung Bae
Haenim Co., Ltd.
15, Sayeomnu 2ilseongil
Seong, Incheon, 22143
KOREA, REPUBLIC OF

MEM Elution GLP Report

Test Article: Haenim Nuruafit™ Breast Shield Set
Study Number: 130719-001
Study Received Date: 30 Nov 2020
Testing Facility: Nelson Laboratories, LLC
6260 S. Redwood Rd.
Salt Lake City, UT 84123 U.S.A.
Test Procedure(s): Standard Test Protocol (SPT) Number: SPT0032 Rev 10
Deviations: None

Summary: The Minimal Essential Media (MEM) Elution test was designed to determine the cytotoxicity of extractable substances. An extract of the test article was added to cell monolayers and incubated. The cell monolayers were examined and scored based on the degree of cellular destruction. All test method acceptance criteria were met.

Results:
Test Article:

Results Passed/Fail	Scores				Extraction Ratio	Amount Tested / Extraction Substant Amount
	#1	#2	#3	Average		
Pass	0	0	0	0	3 µg/mL	2,419.2 µg / 806.4 µg

Controls:

Identification	Scores				Extraction Ratio	Amount Tested / Extraction Substant Amount
	#1	#2	#3	Average		
Negative Control - Polystyrene Petri	0	0	0	0	0.2 g/mL	4 g / 20 mL
Media Control -	0	0	0	0	N/A	20 mL
Positive Control - Latex Natural Rubber	4	4	4	4	0.2 g/mL	4 g / 20 mL

Test Method Acceptance Criteria: The United States Pharmacopeia & National Formulary (USP & NF) states that the test article meets the requirements, or exceeds a passing score (Pass), if the majority grade is not greater than grade 2 or a mild reactivity. The ANSI/AMSI 1085A standard states that the achievement of a numerical grade greater than 2 is considered a cytotoxic effect, or a failing score (Fail).

Tanner: *electronicallly approved*
Study Director: Devette: *Shurt*
21 Dec 2020 10:52 (+08:00)
Study Completion Date and Time

MSL 000-7500 | subcontracting@nelsonlabs.com | info@nelsonlabs.com
Printer: MS-12
Page 1 of 1

Kligman Maximization Test

Intracutaneous Injection Test

MEM Elution GLP Report



เขียนง่าย
ด้วยปากกาหรือดินสอ



ดูง่าย
บอกปริมาณชัดเจน



เก็บง่าย
ไม่เปลืองที่



30 pcs. / 180 ml.



ส่งต่อภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย คงคุณค่าสารอาหารในน้ำนมแม่ BREAST MILK STORAGE BAG


คงคุณค่าน้ำนมคุณแม่

ซีลล็อก 2 ชั้น บอกค่าอุณหภูมิในน้ำนมได้



ซีลล็อก
หนา 2 ชั้น

ซีปขอบ
หนา 5 mm.



เลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรค ปลอดภัยกว่า
อีกถุงใช้ได้เลย สะดวกกว่า เทง่ายไม่หก





NOTHING PA Bottle

150ml | 270ml

Cream
Beige

Cream
Yellow

Cream
White

Cream
Pink



High heat resistance



UV LED



Boiling Water



Microwave



Dishwater



Clear & Transparent like glass

ใสเหมือนแก้ว มองเห็นน้ำนม
ได้ดีกว่าขวดอื่น



Don't worry about dropping it

ทนต่อรอยขีดข่วนและการแตก



Less strain on the wrists

น้ำหนักเบาเพียง 35.6 กรัม
ฝีกุลกน้อยจับขวดเองได้






High heat resistance

ทนความร้อนได้สูง 160 องศา
สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกรูปแบบ

PA Bottle Medical Grade

ผ่านการรับรอง FDA จากสหรัฐอเมริกา

ปลอดภัย ไม่พบสารเคมีปนเปื้อน 16 ชนิด



16 types of EDCs: **Not Detected**
Tested after continuous UV exposure

Microplastics: **Not Detected**
Tested after boiling water sterilization



Product name	Haenim NOTHING™ PA Bottle
Capacity (liquid)	150ml 270ml
Color	Cream white Cream beige Cream yellow Cream pink
Body text	Mommy loves you (Red) Daddy loves you (Blue)
	Bottle: PA (Polyamide)

HAENIM9


เป้จุ่มเด็กเพื่อสุขภาพ
จุ่มลูกสบายไม่ปวดหลัง



0 - 36
เดือน



ฐานนั่ง
M-Shaped



มีซัพพอร์ต
ไหล่และหลัง

ฐานนั่ง M-Shaped
ป้องกันปัญหาข้อต่อสะโพกอีกเสบ



เป้จุ่ม HAENIM9
ทำนั่งถูกต้องตามสรีระเด็กอ่อน



เป้จุ่มไม่ได้มาตรฐาน
ทำนั่งผิดธรรมชาติไม่ปลอดภัย



ป้องกันปัญหาลูกคอพับ และกระดูกคอเคลื่อน

แผ่นพยุงศีรษะลูกน้อย

3D Head Support

ประคองศีรษะและต้นคอให้ตั้งตรง



เพิ่มความอบอุ่นและป้องกันแสงแดด



จุ่มลูกสบาย แม่สุขภาพดี

ด้วยซัพพอร์ตที่มากกว่า



ฐานนั่ง Hipseat

วัสดุ EPP Foam น้ำหนักเบา
โค้งรับช่วงท้อง หนานุ่ม

สายสะพายใหญ่ หนานุ่ม

กระจายน้ำหนักได้ดี ไม่เมื่อยไหล่

สายคาดเอวขนาดใหญ่

ช่วยจุ่มลูกสบายขึ้น ไม่ปวดหลัง
ลดแรงกดทับหน้าท้องได้ดี



หมวกคลุมศีรษะ ถอดได้
ปกป้องแสงแดดให้ลูกน้อย



ช่องตาข่ายรูดซี่เปิด-ปิดได้
ช่วยระบายอากาศได้ดี



กระเป๋าทิ้งของด้านหลังข้าง
หยิบใช้งานสะดวก



วัสดุตาข่าย บริเวณช่วงหลัง
ช่วยระบายอากาศได้ดี



BLACK



SILVER

Product	Haenim 9 Plus hipseat
Material	Melange(Polyester) 100% Pure Cotton 100%
Size	Max 48inches (Waist belt length)
Weight	790g